




Xense sanitary

Détergent sanitaires parfumé

Xense sanitary est un détergent sanitaire acide, doux et parfumé pour le nettoyage journalier. Pour nettoyer et désodoriser en une seule étape. La formulation spéciale pour les utilisateurs professionnels, est adapté pour enlever facilement du calcaire, les résidus de savon, la graisse corporelle et les salissures. Avec un parfum unique d'oranges. **Xense sanitary** laisse un parfum frais, agréable et durable. Avec une utilisation régulière **Xense sanitary** empêche la construction du calcaire et les résidus de savon. La compatibilité avec les matériaux permet un nettoyage en douceur de l'émail, chrome, la porcelaine, la céramique, le carrelage, les surfaces peintes ou en plastique, verre, etc.

Application: pour le nettoyage régulier de toutes les surfaces et les sols résistantes à l'acide dans le domaine sanitaire avec de l'eau dure.

- **Propreté** Laisse un parfum unique d'oranges par le nettoyage quotidien
- **Sécurité** Code couleur des étiquettes multilingues pour la sécurité des utilisateurs
- **Efficacité** Longue durée de propreté



Mode d'emploi

1		2	 recommended
2		4	
5		6	

1. Le mode d'emploi figure sur l'étiquette du produit et le plan de nettoyage
2. Portez systématiquement des gants et des lunettes de protection (recommandé)
3. Selon le degré de salissures, diluer entre 50 et 200 ml de **Xense sanitary** dans 10 l d'eau. Utiliser le produit concentré sur les taches tenaces
4. Nettoyer les surfaces avec le chiffon polifix microfibre, code couleur, pour éviter la contamination croisée
5. Si le nettoyage des sols se fait manuellement, nous recommandons d'utiliser **Xense sanitary** associé au système rasantEC
6. Rincer abondamment à l'eau claire

Indications de sécurité

Réservé à un usage professionnel!

N'utilisez ce produit que sur des matériaux résistant aux acides et de l'eau. Gouttes et éclaboussure retirer immédiatement et rincer abondamment! Vérifier la compatibilité sur les surfaces dans un endroit peu visible.

Ne pas mélanger à d'autres produits!

Lisez attentivement les mises en garde sur la fiche de données de sécurité et l'emballage d'origine.

Valeur pH (conc.)

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Conditions de conservation

À conserver uniquement dans l'emballage d'origine entre 0°C et 40°C.

Conditionnement

12 x 1 l Flacon
2 x 5 l Bidon

3053320
3045960