



mopEltra

Desinfektions-Mopwaschmittel

mopEltra für das desinfizierende Waschen von Mops und Reinigungstüchern

- **Sauber** Speziell formuliert für Tensid- und/oder Desinfektionsmittelhaltige Textilien
- **Sicher** Desinfizierend schon bei 60°C - ideal für Microfaserbezüge. **Nicht geeignet für andere Wäschearten!**
- **Effizient** Schützt die Wischmops vor schneller Vergrauung, Inkrustation und Faserschädigung



Dosierempfehlung

Richtdosierung ml und g/kg Trockenwäsche (Tw) bei normal beschmutzten Bezügen. Ausnahme extrem verschmutzte Bezüge: vorspülen, ohne Waschmittelzugabe. Waschmittel nur in die Hauptwäsche geben

Härtebereich ²⁾	Wasserhärte		Dosierung in die Hauptwäsche		
	°dH	°fH	ml pro kg Trockenwäsche	ml für 6 kg Waschmaschine	g/kg Trockenwäschgut ¹⁾
1	0 - 7	0 - 13	40	240	25
2	8 - 14	13 - 26	44	260	27
3	15 - 21	26 - 38	48	290	29
4	über 21	über 38	52	310	31
1)		Extrem verschmutzte Bezüge vorspülen (ohne Waschmittelzugabe)			
2)		Den Härtebereich bzw. die Wasserhärte in Grad deutscher/französischer Härte (°d/°f) erfahren Sie bei ihrem Wasserwerk			

Sicherheitshinweis

Nur für den professionellen Gebrauch. Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten

pH Wert (1% Lösung)

5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	----	----	----

Lagerbedingungen

Nur im Originalgebinde zwischen 0°C und 40 °C lagern

Verkaufseinheit

20 kg Sack

1011230

Allgemeine Waschempfehlung

	Dosierung	Flottenverhältnis	Desinfektionstemperatur	Einwirkzeit
VAH/DGHM Bakterien, Hefepilze, Mykobakterien, MRSA	5 g/l	1 : 5	60°C	15 Min.
RKI A/B A: bakterizid, fungizid, sporicid B: viruzid	6 g/l	1 : 5	60°C	15 Min.