

saniswiss

SAFE HYGIENE SOLUTIONS

SANISWISS SANIPOD

- + FEEDBACK EN TEMPS REEL
- + ALERTE LORSQU'IL EST VIDE
- + ENSEIGNE LES BONNES PRATIQUES



SAFE™

L'IMPORTANCE DE L'HYGIÈNE DES MAINS

CHALLENGE

Depuis des années, l'hygiène des mains est reconnue comme l'outil le plus important pour prévenir la propagation des infections nosocomiales (IAS). En effet, grâce à des pratiques d'hygiène des mains conformes - se nettoyer les mains au bon moment et de la bonne manière - la plupart des IAS sont évitables. Néanmoins, en 2019, les études montrent toujours un faible taux de conformité parmi les travailleurs de la santé, avec une moyenne globale de 38,7 % et des taux plus faibles pour les médecins que pour les infirmières. Par conséquent, il y a encore beaucoup à faire pour prévenir les infections nosocomiales liées à l'hygiène des mains, et c'est pourquoi Saniswiss est membre des organisations privées pour la sécurité des patients (POPS), un programme qui a été lancé par l'OMS avec un objectif : promouvoir les directives d'hygiène des mains pour accroître la sécurité des patients à l'échelle mondiale. Dans le monde entier, Saniswiss sensibilise et partage les recommandations et les outils de l'OMS avec son équipe de professionnels qualifiés et formés pour mieux servir nos clients et la sécurité de leurs patients.



COMMENT
ASSURER
UN RESPECT
OPTIMAL DE
L'HYGIÈNE
DES MAINS

SOLUTIONS

Chez Saniswiss, nous pensons qu'en ce qui concerne l'hygiène des mains, les responsables de la prévention des infections ne devraient jamais faire de compromis sur la qualité et toujours rechercher la « tolérance au service d'une utilisation soutenue ». En effet, nous pensons qu'en plus de la stratégie multimodale de l'OMS, la clé pour augmenter la conformité aux pratiques d'hygiène des mains, et donc réduire les IAS, est d'offrir aux travailleurs de la santé des produits qui respectent leur peau, leur santé et leur environnement. Nous offrons une gamme complète de produits sûrs pour la santé et l'environnement des travailleurs de la santé qui sont tous certifiés SAFE™.



INNOVATION SANISWISS

Développé par des professionnels de la santé pour des professionnels de la santé, le Sanipod englobe l'approche multimodale de l'OMS en matière d'hygiène des mains. Offrant des formations instantanées avec des retours d'information immédiats, il avertit aussi distinctement le personnel soignant lorsque le Sanipod est vide, afin d'améliorer considérablement la disponibilité des désinfectants pour les mains. Sans contact, et avec un couvercle de sécurité, sa grande autonomie permet jusqu'à 20 000 désinfections. Avec son design unique, il reflète l'engagement des personnels soignants pour une hygiène des mains irréprochable.

SANISWISS SANIPOD | REF. 132184

DONNÉES TECHNIQUES	
COMPATIBILITÉ	Sanitizer Hands H1 Gel REF. 132151 
INSTALLATION	Facile à mettre en place, installation murale ou avec support au sol 
CAPACITÉ	Poche reservoir 800 mL 
DURÉE DE VIE	4 x piles standard taille C* 20'000 utilisations 
DIMENSIONS	280 L x 295.4 H x 159 D mm 

NOTRE SOLUTION UNIQUE SANITIZER HANDS^{H1}

Formulé avec du bioéthanol d'origine végétale. Efficace sur la plupart des germes pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains. Bonne activité persistante après désinfection. Répond aux recommandations de l'OMS sur l'hygiène des mains (POPS).



SANITIZER HANDS H1 | REF. 132151

- + LARGE SPECTRE EN 30 SECONDES
- + PAS DE SUBSTANCE ALLERGÈNE
- + GEL THIXOTROPE

ACTIF CONTRE	SELON LES NORMES
BACTERICIDE	EN 1500, EN 1040, EN 12791, EN 13727+A2
YEASTICIDE	EN 1650, EN 13624, EN 1500, EN 12791
FUNGICIDE	EN 13624
MYCOBACTERICIDE	EN 14348
VIRUCIDE	EN 14476+A1 DW & RKI

FONCTIONNEMENT

La distribution sans contact du Sanipod encourage une meilleure hygiène des mains dans un environnement et est essentielle pour aider à prévenir les infections. Saniswiss Sanipod distribue le Sanitizer Hands H1 de manière hygiénique sans toucher le dispenser et est parfait pour une utilisation dans tous les types d'environnements.



UNE FOIS QUE LA POCHE EST VIDE, UNE LUMIÈRE ROUGE SE REFLÈTE SUR LE MUR.



DÉVISSEZ LE COUVERCLE PAR LA DROITE POUR CHANGER LA POCHE DE FLUIDE.



CHANGEZ LA POCHE ET REVISEZ LE COUVERCLE



ACCESOIRES COMPLÉMENTAIRE SANIPOD STANDALONE

Le support en aluminium de haute qualité avec sa base en acier peut être placé partout où la désinfection des mains est nécessaire. Avec son design épuré, le panneau arrière et la base incurvés empêchent le sol de se salir et rattrapent les éventuelles chutes. Procurez-vous cette colonne Sanipod pratique pour la désinfection des mains sans montage mural.


SANISWISS SANIPOD STANDALONE | REF. 132185

- + DESIGN UNIQUE
- + MATÉRIAUX ROBUSTES
- + CONCEPTION ANTI-GOUTTE

DONNÉES TECHNIQUES	
MATÉRIAU	Aluminium et Acier
COULEUR	Pure white
DIMENSIONS	139 cm (H) X 45 cm (D) X 26 cm (W)
POIDS	12 kg
LIVRÉ AVEC	4 vis + 4 raccords muraux

QUELQUES SECONDES POUR SAUVER DES VIES

Ayant à cœur de promouvoir l'hygiène des mains auprès des professionnels de la santé, nous sommes fiers d'avoir introduit cette année un tout nouveau moyen de distribuer notre Sanitizer HANDS H1 : le Sanipod. Avec son design unique, il apporte plusieurs innovations pour améliorer le respect de l'hygiène des mains sans contact. Son rétro-éclairage intelligent offre des informations visuelles clés pour le personnel de santé, comme les 6 mouvements de l'hygiène des mains, conformément aux recommandations de l'OMS.



6 MOUVEMENTS POUR UNE MEILLEURE HYGIÈNE DES MAINS



1. FROTTEZ VOS MAINS PAUME CONTRE PAUME



2. PAUME DROITE SUR LA PAUME GAUCHE AVEC LES DOIGTS ENTRELACÉS ET VICE VERSA



3. PAUME CONTRE PAUME AVEC LES DOIGTS ENTRELACÉS



4. LE DOS DES DOIGTS SUR LES PAUMES OPPOSÉES ENTRECROISÉS



5. FROTTEMENT ROTATIF DU POUCE GAUCHE DANS LA PAUME DROITE ET VICE VERSA



6. FROTTEMENT ROTATIF, D'AVANT EN ARRIÈRE AVEC LES DOIGTS DE LA MAIN DROITE DANS LA PAUME DE LA MAIN GAUCHE ET VICE VERSA