



# Eltra

## 60°C - Hygienevollwaschmittel

**Eltra** ist ein Hygienevollwaschmittel für hygienisch saubere Wäsche bereits ab 60°C.  
**Anwendungsbereich:** Für alle Textilien ausser Wolle, Seide und empfindliche Einfärbungen.

- **Sauber** Mit verbesserter Flecklöseformel, beseitigt unangenehme Gerüche bereits ab 30°C durch aktiven Sauerstoff
- **Sicher** Einfach in der Handhabung, hartwasserbeständig, bleicht faserschonend
- **Effizient** Ideal für Einbadverfahren, für alle Badwechselmaschinen



### Dosierempfehlung

Richtdosierung g/kg Trockenwäsche (Flottenverhältnis 1:5) bei normal beschmutzter Wäsche. Bei stark beschmutzter Wäsche entsprechend mehr

Härtebereich	°fH	2 Badverfahren		1 Badverfahren
		Vorw.	Hauptw.	ohne Vorwaschen
		g/kg	ml/kg	g/kg
weich	0-15	20	15	25
mittel	15-25	25	20	30
hart/sehr hart	über 25	30	25	35

1) Den Härtebereich bzw. die Wasserhärte in Grad französischer Härte (°fH) erfahren Sie bei Ihrem zuständigen Wasserwerk.  
2) Bei stark verschmutzten Textilien eine Vorwäsche durchführen

### Bitte beachten Sie die Waschempfehlungen der Textilhersteller

#### Allgemeine Tipps

Bei Blutwäsche empfehlen wir das Zweibadverfahren mit Perco Plus oder Bio-X im Vorwaschen und Eltra im Hauptwaschen.

Bei auffellerempfindlicher Buntwäsche empfehlen wir Taxat Color/Pursol Active oder Bio-X/Pursol Active

#### Wäschedesinfektion

Dosierung 5 - 7 g/l mit einem Flottenverhältnis von 1:5. Desinfektions-Temperatur: 60° C. Einwirkzeit: 15 Min

### Sicherheitshinweis

**Nur für den professionellen Gebrauch.**  
Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten

### pH Wert (1% Lösung in Weichwasser)

5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	----	----	----

### Lagerbedingungen

Nur im Originalgebinde zwischen 0°C und 40 °C lagern

### Verkaufseinheit

20 kg Sack

1011200