

Laudamonium



DÉSINFECTANT DE SURFACES

Désinfectant de surfaces à base d'ammonium quaternaire avec un large spectre de désinfection pour prévenir les risques de contaminations croisées.

Performance

- ▲ Produits fortement concentrés pour des performances haut de gamme
- ▲ Une dilution constante maintient le plus haut niveau de protection anti microbienne
- ▲ Spécialement formulé pour les zones offrant des possibilités de contact avec la peau, telles que salles de bain, piscines, spa.

Efficacité

- ▲ Désinfection efficace des surfaces, en particulier dans les piscines et spas.
- ▲ Large spectre de désinfection.

Bactéricide en conditions de saleté selon la norme EN 1276 – 2% - 5 min, selon la norme 13727 – 2% - 60 min.

Levuricide en conditions de saleté en 15 min selon les normes EN 1650 – 0,5%, EN 13624 – 0,5%.

Actif sur les virus enveloppés (dont Coronavirus) selon la DVV (Société allemande pour la prévention des maladies virales) à 2% et un temps de contact de 5 minutes.

Désinfection des mains selon la norme EN 1499 à 1% en 1 minute.




Sécurité


- ▲ Le large spectre de désinfection prévient les contaminations croisées et améliore la sécurité dans les piscines et spas
- ▲ Code de couleur pour garantir l'utilisation du bon produit pour la bonne tâche de nettoyage

Durabilité

- ▲ Réduction significative des déchets d'emballage de 70% minimum par rapport aux emballages traditionnels



Mode d'emploi



1. Vérifiez le plan d'hygiène, l'étiquette du produit, les informations de sécurité pour des instructions d'utilisation détaillées.
2. Portez les équipements de protection adaptés pour manipuler la poche de concentré.
3. Pulvérisez Laudamonium avec un flacon pulvérisateur mousse sur la surface.
4. Si nécessaire, essayez avec une éponge / lavette humide.
5. Déterminez la durée de contact en fonction du spectre d'efficacité requis, du niveau de souillures et de la dureté de l'eau. Rincez abondamment. Laissez sécher à l'air.

RECOMMANDATIONS

Votre spécialiste Ecolab installera et configurera le système de dosage selon vos besoins d'hygiène afin d'obtenir les meilleurs résultats. Préparation liquide, TP01, TP02, concentrée.

Concentration recommandée : 1 à 2 % selon le niveau de salissures, la dureté de l'eau et les normes EN.

Ingrédients actifs : 100g de liquide contiennent : 9,99g de Benzalkoniumchloride (CAS 68424-85-1)

Ne pas mélanger avec aucun autre produit. Portez des lunettes et des gants de protection lorsque vous remplacez la poche vide par une nouvelle poche. Ne rejeter que des emballages vides et fermés.

Résidu du produit : voir la fiche de données de sécurité.

SÉCURITÉ

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. **Réservé à un usage exclusivement professionnel !**

Pour obtenir d'autres informations et des instructions de sécurité, lisez l'étiquette du produit et sa fiche de données de sécurité. L'emballage peut être éliminé en tant que déchet non dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ces déchets. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

STOCKAGE

Conserver entre 0 °C et 25 °C et uniquement dans son emballage d'origine fermé.



Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102, USA
www.ecolab.com

Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen
Tél. +41 44 877 2000

Ecolab France
23, Avenue Aristide Briand CS 70107
94112 Arcueil Cedex
Tél: +33 (0)1 49 69 65 00

PRODUIT	CODEARTICLE	CONDITIONNEMENT
Laudamonium	9078670	2 poches de 2 l